

خرید تخت بیمارستانی

تخت بیمارستانی چیست؟

تخت بیمارستانی را می توانیم تختی مناسب استراحت بیماران در نظر بگیریم که هم در کلینیک ها، بیمارستان ها و هم در منازل قابل استفاده است، این تخت به منظور امنیت و کاهش درد بیمار، راحتی پرستار یا مراقب بیمار دارای امکانات و ویژگی های خاصی است.

برای خرید یا اجاره تجهیزات پزشکی تماس بگیرید

۰۲۱۵۵۴۳۵۳۶۰ - ۰۹۱۲۰۸۶۳۱۷۴



ویژگی های تخت بیمارستانی با کیفیت

بسیاری از بیماران ممکن است نیاز به استراحت طولی مدت داشته باشند، از این رو تخت مناسب بیماران باید دارای ویژگی های خاصی باشد که آسایش و آرامش بیماران را فراهم کند.

۱. تخت بیمارستانی اصولی، تختی راحت و منطع است.
۲. تخت بیمارستانی با کیفیت دارای نرده های کناری می باشد.
۳. تخت با کیفیت باید ابعاد استاندارد داشته باشد.
۴. تخت بیمارستانی اصولی باید قابلیت تنظیم ارتفاع داشته باشد.
۵. تخت با کیفیت باید از ستون فقرات، گردن و سر بیمار به خوبی محافظت کند.
۶. بهتر است که تخت بیمارستانی جهت سهولت در حمل و نقل دارای چرخ باشد، تخت با چرخ های ترمز دار گزینه مناسبی است.



بهترین تخت بیمارستانی برای استفاده در منزل کدام اند؟

- تخت بیمارستانی برقی خانگی سه شکن با قابلیت تنظیم ارتفاع
- تخت بیمارستانی برقی سه شکن با قابلیت تنظیم ارتفاع و صندلی شو
- تخت بیمارستانی برقی سه شکن با قابلیت تنظیم ارتفاع مدل ۱۵۰
- تخت بیمارستانی مکانیکی سه شکن با تنظیم ارتفاع
- تخت برقی ۴ شکن برند لینت دانمارک

به طور کلی می توان گفت که استفاده از تخت های برقی به دلیل اینکه بیمار، می تواند حالت های تخت را کنترل و به دلخواه خود تنظیم کند و نیازی به دیگران درین خصوص نداشته باشد، بهتر است.

انواع تخت های بیمارستانی

تخت های بیمارستانی در دو نوع مکانیکی (دستی) و برقی وجود دارند، امکان تنظیم و تغییر زاویه تخت، شکن نامیده می شود، تخت های بیمارستانی دارای سه مدل مختلف تک شکن، دوشکن و سه شکن هستند.



تخت مکانیکی بیمارستانی

در تخت بیمارستانی مکانیکی تنظیم و تغییر زاویه توسط نیروی انسانی و دست انجام می شود.

تخت برقی بیمارستانی

این نوع تخت بیمارستانی با برق کار می کند و تنظیم و تغییر زاویه این تخت در هنگام قطعی برق توسط باتری های شارژی انجام می شود.



انواع تخت بیمارستانی بر اساس شکن

• تخت تک شکن

این تخت برای بیمارانی که توانایی انجام فعالیت های محدودی همچون نشستن و برخاستن، غذا خوردن، رفتن به سرویس بهداشتی را دارند مناسب است، تخت تک شکن برای تنظیم زاویه بالا تنه فرد بیمار دارای یک اهرم است.

• تخت دو شکن

تخت دو شکن مناسب بیمارانی است که دلایل متفاوت امکان حرکت در پاهایشان وجود ندارد و حتماً باید زانو به پایین پایشان ثابت باشد، این مدل تخت برای تنظیم بالا تنه و پایین تنه فرد بیمار دارای دو اهرم است.

• تخت سه شکن

تخت سه شکن مناسب افرادی است که باید تمام بدنشان کاملاً ثابت باشد و نباید حرکت داشته باشند، این تخت برای افرادی که کهولت سن دارند، عمل های سنگین جراحی انجام داده اند یا سکته کرده اند مناسب است که برای تغییر زاویه بالاتنه، زاویه ران و زاویه ساق دارای سه اهرم می باشد.

شما عزیزان می توانید **تخت بیمارستانی** را از فروشگاه های معتبر انجام دهید مثلاً خرید تخت بیمارستانی دیجی کالا اما پیشنهاد ما این است از سایت های **[تجهیزات پزشکی](#)** تخت بیمارستانی را تهیه کنید که **تجهیز سلامت** یکی از این سایت ها می باشد.



انواع تخت بیمارستانی بر اساس کاربرد

در این دسته بندی تخت های بیمارستانی بر اساس کارایی خود در بیمارستان در بخش های زیر تقسیم می شوند:

تخت بستری

این تخت ها با برخورداری از امکاناتی، روند درمان برای بیمار و همراه بیمار را تسهیل می کند.

تخت معاینه

در مراکز بهداشتی و درمانی از این نوع تخت جهت معاینه بیماران استفاده می شود، طراحی تخت معاینه به این صورت است که دارای دوشکن بوده و از سطح قابل شستشو و پایه های فلزی برخوردارند.

تخت CPR

در بخش مراقبت های ویژه از این تخت استفاده می شود، طراحی این تخت به گونه ای است که استحکام بالایی دارد و با متریالی نارسانا ساخته می شود تا از برق گرفتگی هم جلوگیری کند.

تخت اطفال

این تخت که از ابعاد کوچکتری برخوردار می باشد دارای نرده هایی با فاصله کمتر می باشد، همچنین تخت اطفال با داشتن چرخ جابجایی را آسان می کند.

تخت معاینه زنان

این تخت که با نام تخت ژنیکولوژی نیز شناخته می شود از پوشش ABS برخوردار می باشد که نظافت آسانی داشته باشد و جهت معاینات زنان و مراقبت قبل و پس از زایمان به کار می روند.

تخت ریکاوری

این تخت ها دارای امکاناتی برای جابجایی بیمار در بخش های مختلف بیمارستان می باشند.

تخت زایمان

این تخت ها از امکانات لازم برای زایمان و قابلیت تنظیم حالت های متنوع قرار گیری مناسب برخوردار بوده و با روکش های پودراکسی ساخته می شوند تا در برابر عفونت های قارچی، مواد شوینده، ضربه ها و اشعه ماورا بنفش مقاوم باشند.

تخت دندانپزشکی، تخت اورژانس، تخت دیالیز، تخت روانپزشکی و تخت جراحی نیز از سایر انواع تخت بیمارستانی محسوب می شوند.



دلایل نیاز به تخت بیمارستانی

- با استفاده از تخت های بیمارستانی، بدون اینکه نیاز به جابجایی بیمار وجود داشته باشد، می توان موقعیت بیمار را به سادگی تغییر داد، همچنین امکان خوردن غذا، تماشای تلویزیون و کار کردن با لپتاپ نیز به وجود می آید.
- تخت بیمارستانی با برخورداری از قابلیت های تنظیم ارتفاع، شکن و موقعیت، در خصوص بیماران مبتلا به مشکلات در ستون فقرات، دردهای آرتروزی و ورم پا بسیار کمک کننده می باشد و در کاهش درد این افراد موثر می باشد.
- با استفاده بیماران از تخت های بیمارستانی برقی، بیمار خود توانایی تنظیم و کنترل حالات تخت را دارا خواهد بود که این موضوع در حفظ احساس استقلال بیمار نیز موثر می باشد.

تخت برقی سه شکن مناسب ترین تخت برای این عزیزان است.	بهترین تخت بیمارستانی برای سالمند کدام است؟
تجهیز سلامت، تجهیزات پزشکی را هم فروشد و هم اجاره می دهد.	آیا شما تخت بیمارستانی را می فروشید یا اجاره هم می دهید؟
بیشتر تخت های بیمارستانی از ABS و پروفیل با رنگ ثابت ساخته می شوند.	جنس تخت های بیمارستانی چیست؟
از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۱۲۰۸۶۳۱۷۴ اقدام کنید.	برای خرید تخت بیمارستانی باید چه کار کرد؟
خیر ما خدمات ارسال به شهرستان ها را نیز ارائه می دهیم.	آیا باید ساکن تهران باشیم تا از تجهیز سلامت خرید کنیم؟

تشک مورد نیاز برای تخت بیمارستانی

تشک مناسب تخت بیمارستانی در ضخامت ۵ و ۱۰ سانتیمتر تولید و عرضه می شود، اهمیت تشک مناسب در راحتی و آسایش بیمار امری واضح می باشد، توجه داشته باشید در صورتی که بیمار به دلیل زخم بستر از تشک موج استفاده می کند، تشک موج نباید مستقیم به روی تخت بیمار قرار بگیرد و لازم است ابتدا تشک تخت را روی آن قرار داده و سپس تشک موج را به روی آن قرار دهید.



ابعاد تخت بیمارستانی

بیماران زمان زیادی را در تخت خود سپری می کنند، بنابراین طراحی درست تخت بستری بسیار حائز اهمیت می باشد، از موارد قابل توجه و مهم در طراحی تخت ها که در انتقال احساس راحتی به بیمار نقش مهمی دارد، ابعاد تخت می باشد.

به طور معمول ابعاد تخت بیمارستانی از بخش داخلی ۲۰۰ سانتیمتر طول و ۹۰ سانتیمتر عرض دارد، همینطور ارتفاع تخت های بدون قابلیت تنظیم ۷۵ سانتیمتر و در موارد دارای قابلیت تنظیم، ۳۸ تا ۱۰۰ سانتیمتر می باشند.

خرید تخت بیمارستانی

فروشگاه های معتبری برای خرید تخت بیمار وجود دارند برای مثال برای خرید تخت بیمارستانی دیجی کالا می توانید به این فروشگاه مراجعه کنید اما بعضی از فروشگاه ها به طور تخصصی بر روی تجهیزات پزشکی فعالیت می کنند، تجهیز سلامت فروشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی در ایران می باشد که می توانید خرید تخت بیمارستانی را با اطمینان بالا از این فروشگاه انجام دهید.

نمایندگی فروش تخت بیمارستانی

فروشگاه تجهیز سلامت به عنوان نمایندگی فروش انواع تخت های بیمارستانی و تخت بیمار در منزل به فعالیت می پردازد، این موسسه همیشه سعی داشته تا با ارائه خدمات با بالاترین کیفیت ممکن و با قیمت ارزان به همراه گارانتی های معتبر، رضایت مشتریان عزیز خود را به دست آورد و تا کنون هم در این امر موفق عمل کرده است.



اجاره تخت بیمارستانی

بسیاری افراد ترجیح می دهند تا روند درمان خود را در منزل سپری کنند و در این زمان و برای قرار گرفتن بدن در وضعیت مناسب به تخت بیمارستانی استاندارد نیاز پیدا می کنند.

مورد قابل توجه این است که در این هنگام، خرید تخت بیمارستانی برای منزل از نظر اقتصادی به صرفه نمی باشد چرا که بیمار بعد از بهبود، دیگر نیازی به تخت بیمارستانی نخواهد داشت و همچنین مسئله در نظر گرفتن محلی برای انبار کردن تخت نیز به میان می آید، اجاره تخت بیمارستانی می تواند در این مواقع حل کننده مسائل باشد، در صورت تمایل برای اجاره تخت بیمارستانی برای مراقبت از بیمار در منزل، می توانید از طریق تماس با شماره های درج شده در سایت اقدام نمایید.



در هنگام خرید تخت بیمارستانی در منزل باید به چه نکاتی توجه کرد؟

در صورتی که قصد مراقبت از بیمار خود در منزل را دارید، خرید تخت بیمارستانی موجب می شود تا بیمار احساس راحتی بیشتری داشته باشد، همچنین تخت بیمارستانی در منزل منجر به امنیت بالاتر بیمار و همچنین کاهش در وی می شود.

- در زمان خرید تخت بستری بیمار به قد و وزن و نوع نیاز بیمار توجه نمایید تا از تناسب کافی برخوردار باشد.
- توصیه ما این است در صورتی که بیمار، شخصی سالمند می باشد که زمان زیادی را بر روی تخت می گذراند، از تخت های برقی سه شکن استفاده کنید تا توانایی ایجاد موقعیت های نشسته، درازکش و نیمه درازکش را برای بیمار داشته باشد.
- آسان بودن جابجایی ریل های محافظ و استحکام آن ها امری مهم است که باید در زمان خرید و اجاره تخت بیمارستانی به آن توجه کنید.

- مورد قابل توجه دیگر این است که رویه تخت بستری باید قابل ضدعفونی کردن باشد و همچنین بتواند وزن های سنگینی را تحمل کند.
- بهتر است بالا و پایین تخت بیمارستانی بیش از حد مرتفع نباشد تا بیمار به محیط اطراف خود دید داشته باشد و امکان تعامل با محیط اطراف را به وجود آورد.
- طراحی استاندارد تخت بیمار نیز امری قابل توجه می باشد، اینکه تخت بستری وزن بیمار را به خوبی تحمل کند و از نظر الکتریکی ایمن باشد تا احتمال برق گرفتگی وجود نداشته باشد.

قیمت خرید تخت بیمارستانی

هزینه فروش تخت بیمارستانی برای منزل بنا بر نوع تخت، امکانات و کیفیت آن می تواند متفاوت باشد، به دلیل نوسانات بازار تجهیزات پزشکی، قیمت این لوازم مدام در حال تغییر است، برای استعلام قیمت و سفارش تخت بیمارستانی با شماره [۰۹۱۲۰۸۶۳۱۷۴](tel:09120863174) در تماس باشید.

پاسخ به پرسش های متداول درباره خرید و اجاره تخت بیمارستانی

قیمت خرید و اجاره تخت بیمارستانی چه میزان است؟

انواع تخت با کارایی های متفاوت قیمت متفاوتی دارند، برای استعلام قیمت و مشاوره با شماره [۰۹۱۲۰۸۶۳۱۷۴](tel:09120863174) تماس بگیرید قابل ذکر است که قیمت تخت بیمارستانی تجهیز سلامت طبق نرخ مصوب وزارت بهداشت است.

برای تخت بیمارستانی باید از چه تشکی استفاده کنیم؟

تشک های طبی در ضخامت های ۵ و ۱۰ سانتیمتری مناسب ترین تشک برای این تخت ها می باشند.